


1. El buscador que aparece en la imagen de abajo no va.



2



2.2

Inventario de Laboratorio


laboratorio.com/iniciodesesión

HOLA!!!

Crea tu cuenta

Nombre(s) Apellido(s)

Correo electrónico

Contraseña 

Mínimo 8 caracteres



**Crear cuenta**

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)


3

Inventario de Laboratorio


laboratorio.com/principal

 Menú 


Bienvenido al inventario de laboratorio de  
química de la Universidad Politécnica del  
Valle del Évora



3.1





4. Aparece una lista de los reactivos.






4.1. Al dar doble clic en uno, te manda a los detalles de ese reactivo.

Información del reactivo			
Nombre:	Azul de Anilino	Unidad de medida	Gramos
Reactividad:	1	Código de almacenamiento	0
Inflamabilidad:	1		
Riesgo a la salud:	2	Caducidad	No se observa
Presentación		No. de mueble	1
Cantidad de reactivo		No. de estante	1

4.2 Esta información solicita para editar un reactivo. Debajo de especifica que opciones deben tener ciertos botones. Cuando se guarden cambios que aparezca que se ha guardado con éxito.

Editar reactivo	
Ingresar datos del reactivo a editar	
Nombre	<input type="text"/>
Reactividad	<input type="text" value="0 - 4"/>
Inflamabilidad	<input type="text" value="0 - 4"/>
Riesgo a la salud	<input type="text" value="0 - 4"/>
Presentación	<input type="text" value="Selección"/>
Cantidad de reactivo	<input type="text" value="Selección"/>
Unidad de medida	<input type="text" value="Selección"/>
Código de almacenamiento	<input type="text" value="Selección"/>
Caducidad	<input type="text" value="/ /"/> 
No. de mueble	<input type="text"/>
No. de estante	<input type="text"/>

4.3 Son las opciones que deben aparecer en los botones de presentación, cantidad de reactivo, unidad de medida y en código de almacenamiento, estas opciones son igual para la opción de editar reactivo. Al momento de dar clic en “Guardar” que aparezca que se ha guardado con éxito.

Nuevo reactivo

Ingresar datos del reactivo

Nombre	<input type="text"/>	opciones de presentación	opciones de cantidad	Unidad de medida	<input type="text" value="Selección"/>	opciones de unidad de med	opciones de código de alma
Reactividad	<input type="text" value="0 - 4"/>	> Frasco	> Lleno	Cantidad de contenido	<input type="text"/>	> Mililitro	> Inflamable
Inflamabilidad	<input type="text" value="0 - 4"/>	*Vidrio	> Medio	Código de almacenamiento	<input type="text" value="Selección"/>	> Gramo	> Oxidante
Riesgo a la salud	<input type="text" value="0 - 4"/>	> Bidón	> Poco	Caducidad	<input type="text" value="/ /"/>	> Litro	> Corrosivo
Presentación	<input type="text" value="Selección"/>	*Plástico	> Vacío	No. de mueble	<input type="text"/>	> Kilogramo	> Tóxico
Cantidad de reactivo	<input type="text" value="Selección"/>	*Vidrio		No. de estante	<input type="text"/>		> No peligroso
		*Plástico					
		> Galón					
		*Vidrio					
		*Plástico					
		> Bolsa					


#### 4.4 Eliminación de reactivo

Eliminar reactivo


⚠ ¿Está usted seguro de eliminar el reactivo de manera permanente?

¡¡Reactivo eliminado con éxito!!

5. Aparece una lista de los equipos



5.1 Los detalles de un equipo que se haya seleccionado.



5.1.2 Se muestra los detalles del mantenimiento y se da la opción de agregar y eliminar

Detalle de mantenimiento

Nombre	Fecha de mantenimiento	Observaciones

Nuevo mantenimiento

Eliminar

Cerrar

5.1.3 Se solicita la siguiente información y se guarda. El botón de solo diga “Guardar”.

Nuevo mantenimiento

Nombre

Fecha de mantenimiento

/

/

Observaciones

Guardar cambios

Cancelar

5.2 Editar la información de equipo. En condición de uso, deben aparecer los números del 0 al 5. Aquí que si aparece el botón así como esta.

Editar equipo

Ingresar datos del equipo a editar

Nombre

Número económico

Condicion de uso

0 - 5

Número de serie

Guardar cambios

Cancelar

5.3 Agregar un nuevo equipo.

Nuevo equipo

Ingresar datos del equipo

Nombre

Número económico

Condicion de uso

0 - 5

Número de serie



Guardar

Cancelar


Limpiar



5.4 Para eliminar un equipo. En el caso del punto 5.1.2 cuando se elimine un detalle de mantenimiento, también aparezca donde se ha eliminado con éxito, en el punto 5.1.3 cuando se guarde la información también avisar y decir que el mantenimiento a sido añadido con éxito.



## 6. Lista de recipientes



## 6.1 Detalles del recipiente seleccionado

Información del recipiente

Nombre

Capacidad en:

Tipo de material

Editar

Cerrar

## 6.2 Opciones que deben aparecer en los botones de tipo de material y capacidad.

Editar recipiente

Ingresar datos del recipiente a editar

Nombre

Capacidad en:

Tipo de material

Selección

Volúmen

Kilogramo

Vidrio


Plástico

Otro

Guardar cambios

Cancelar

### 6.3 Añadir un nuevo recipiente



Nuevo recipiente

Ingresar datos del recipiente

Nombre

Tipo de material

Capacidad en:

☐ Volúmen


☐ Kilogramo

☐ Vidrio

☐ Plástico


☐ Otro

6.4 Igual aquí, además de estas de eliminar, cuando se guarde un nuevo recipiente decir que se ha guardado con éxito.



Eliminar recipiente

¿Está usted seguro de eliminar el recipiente de manera permanente?



¡¡Recipiente eliminado con éxito!!

7. Agregar el logo de la escuela.

← → × 🏠

Q ¿Qué estás buscando?

Bienvenido al inventario general ¿Que desea consultar hoy?

Filtrar por:

☐ Reactivos

☐ Equipos

☐ Recipientes

## 7.1

Inventario general

### Inventario General de Reactivos

Nombre	Cantidad	Reactividad	Inflamabilidad	Riesgo a la salud	U. de medida	Caducidad	Numero de mueble

Descargar




7.2

Inventario general

Inventario General de Equipos

Nombre	Cantidad	Condición de uso	Numero económico	Número de serie	Fecha de mantenimiento

Descargar




7.3

Inventario general

Inventario General de Recipientes

Nombre	Cantidad	Tipo de material	Capacidad

Descargar



8. Agregar el logo de la escuela.

Reactivos Caducados

Nombre	Caducidad	No. de Mueble	No. de Estante

[Ir a reactivos por caducarse > ...](#)

8.1 Agregar el logo de la escuela.

Reactivos por Caducarse

Filtrar por:

- ☐ Última semana
- ☐ Último mes
- ☐ Últimos 3 meses
- ☐ Últimos 6 meses
- ☐ Último año

Aceptar

8.2 Agregar el logo de la escuela. Aquí debe aparecer en las letras depende de lo que se haya elegido arriba en el filtro.

Reactivos por caducarse

Reactivos por Caducarse en los ultimos 3 meses  
(Solo es un ejemplo)

Nombre	Caducidad	No. de Mueble	No. de Estante

8.3 Emitir alertas cuando se esté por caducar un reactivo.

Alerta de seguridad

!!!Precaución!!!

(Nombre del reactivo)

Falta una semana para la fecha de caducidad

Cancelar

Alerta de seguridad

!!!Precaución!!!

(Nombre del reactivo)

Falta un día para la fecha de caducidad

Cancelar

Alerta de seguridad

!!!Precaución!!!

(Nombre del reactivo)

Ha caducado

Cancelar

9 Agregar el logo de la escuela.

Bajas del Laboratorio

¿Qué bajas desea consultar?

Filtrar por:

9.1

Bajas del Laboratorio

¿Qué bajas desea consultar?

Filtrar por:

☐ Bajas de reactivos  
☐ Bajas de equipos  
☐ Bajas de recipientes

Aceptar



9.2

[illegible]

### 9.3

[illegible]

9.4


Bajas de Recipientes

Bajas de Recipientes

Nombre	Cantidad	Fecha de baja

10

Eliminar reactivo

 ¿Está usted seguro que quiere cerrar sesión?

Sí

No